

Le masque facial Simple & Pratique



Chacun de nous est différent. La gamme Respireo Primo est une offre de masques de ventilation spécialement conçue pour s'adapter au mieux aux besoins de vos patients et à chaque morphologie.

Simple & pratique, le Respireo Primo F est un masque naso-buccal réglable qui vous convaincra par sa facilité d'utilisation.

Disponible en version à fuite et sans fuite, il est spécialement conçu pour répondre à tous les besoins de ventilation tout en assurant un confort maximum à vos patients.

Il est aussi particulièrement indiqué pour les patients avec des hautes pressions de traitement, ayant une respiration buccale ou ayant des difficultés de manipulation grâce à des clips de fixation intuitifs et un assemblage simple.

Respireo

Primo F



Bulle à double jupe

- Système à double paroi pour garantir stabilité du masque et le confort
- Montage et démontage aisés avec seulement 2 composants


Clip en "V"

- Evasé et avec des encoches de guidage pour faciliter la fixation du harnais et assurer une détache rapide en cas de besoin




Appui frontal homogène et ajustable

- Molette de réglage pour adapter l'appui à l'inclinaison du front du patient
- Patin large en silicone pour répartir les points d'appui



Fuite diffuse et silencieuse



Respireo Primo F existe aussi en **version sans fuite** pour les patients sous ventilation à valve.



Codes

Code commande	Désignation	Taille
KM217900	Respireo Primo F (référence fabricant 472530*)	S
KM218000	Respireo Primo F (référence fabricant 472531*)	M
KM218100	Respireo Primo F (référence fabricant 472532*)	L
KM218200	Respireo Primo F sans fuite (référence fabricant 472533*)	S
KM218300	Respireo Primo F sans fuite (référence fabricant 472534*)	M
KM218400	Respireo Primo F sans fuite (référence fabricant 472535*)	L
KM218500	Bulle Respireo Primo F (x10) (référence fabricant 472615)	S
KM218600	Bulle Respireo Primo F (x10) (référence fabricant 472616)	M
KM218700	Bulle Respireo Primo F (x10) (référence fabricant 472617)	L
KM224000	Harnais Respireo standard (référence fabricant 472456*)	
KM224100	Harnais Respireo taille Large (référence fabricant 472457*)	
KM220400	Gabarit (x20) Respireo Primo F (référence fabricant 472432)	



Lire attentivement la notice d'utilisation
 (*) Dispositif médical de classe IIa CE 0051 fabriqué par Air Liquide Medical Systems S.r.l.
 Distribué par Air Liquide Medical Systems S.A.