

Monnal T60

La respirazione a portata di mano



Ideale in pronto soccorso

T60

Monnal T60® è stato progettato per gli interventi mobili in ogni contesto e per ogni necessità di cura intensiva, sia all'interno che all'esterno dell'ospedale.

Con Monnal T60, le équipes mediche hanno a portata di mano i più alti standard di ventilazione per i pazienti critici, sia adulti che bambini.

Monnal T60 è lo strumento ideale per medici ed operatori al fine di garantire un continuo perfezionamento dell'efficacia terapeutica:

- a bordo di unità di soccorso terrestri e aeree, elicotteri, aerei, trasporto di pazienti su lunghe distanze
- nei trasporti tra reparti intra-ospedale
- nei centri di pronto soccorso, in sala rianimazione
- nei reparti di terapia intensiva e di rianimazione

Monnal T60 è facilmente adattabile a tutti gli ambienti che richiedono interventi di terapia intensiva in unità mobile



Monnal T60 risponde alle esigenze legate a situazioni sempre nuove e in condizioni difficili o estreme.

I punti di forza di Monnal T60

- + **compatto e leggero:** 3,7 kg
- + **autonomia di funzionamento:** 5 ore estensibili con batterie intercambiabili per assicurare continuità di intervento e aumentare le possibilità di trasporto.
- + **robusto e durevole:** protezione dei collegamenti e integrazione del gruppo espiratorio
- + **accessori integrati:** sistema di fissaggio e di protezione per una configurazione ed uno spostamento ottimale del paziente:
 - postazione di ricarica a parete
 - borsa per il trasporto
 - supporto universale intra-ospedaliero
 - carrello con ruote bloccabili



Trasporto aereo

- omologazione per il trasporto aereo (norme EN 13718 e RTCA FO-160F)
- resistenza 20G
- compensazione automatica degli sbalzi di pressione atmosferica
- luminosità regolabile dello schermo
- allarmi ben visibili



Impugnatura ergonomica di aggancio e trasporto

mobilità



monnal

Vicino al personale medico

Vicino al paziente

Monnal T60 è la soluzione per un **accesso rapido e sicuro alle cure**. Fornisce un supporto respiratorio efficace nel minor tempo possibile. D'uso estremamente intuitivo, **Monnal T60** consente al personale medico di familiarizzare rapidamente con il ventilatore e di concentrarsi sul paziente.

I punti di forza di Monnal T60

- + **Connettori raggruppati e localizzati** per semplificare la preparazione del ventilatore
- + Custodia studiata per il **pre-collegamento dei cavi** e del circuito paziente
- + **Modalità automatica di emergenza** regolando semplicemente il peso (IBW*) per un avvio rapido e sicuro della ventilazione.



Un monitoraggio preciso, completo e accessibile fin dai primi momenti di cura del paziente è fondamentale per la prognosi, il controllo e l'adattamento della terapia. Grazie alle sue complete funzionalità di monitoraggio, **Monnal T60** garantisce **una ventilazione sicura durante il trasporto del paziente**.

I punti di forza di Monnal T60

- + **ampio schermo a colori** che consente la leggibilità delle informazioni in tutte le condizioni: luminosità regolabile, display a contrasto elevato, schermo invertibile di 180°
- + **unica zona di monitoraggio** per seguire l'insieme delle informazioni sul paziente
- + **schermo di monitoraggio** con curve temporali dilatate
- + grandi **spie di allarme luminose** facilmente identificabili in tutti gli ambienti, disattivabili in caso di bisogno.



Uso intuitivo

- ampio schermo interamente tattile
- approccio all'utilizzo intuitivo ed unico: scelta, regolazione, convalida
- menu contestuale

rapidità visibilità



Sicurezza della ventilazione

- monitoraggio della CO2 espirata (opzione) per verificare la corretta intubazione del paziente e per monitorare in qualsiasi momento l'efficacia della ventilazione (tecnologia mainstream)
- controllo automatico della Pressione di Plateau per la protezione polmonare del paziente.



Connettori raggruppati e localizzati



Allarmi luminosi ben visibili

* Ideal Body Weight = peso corporeo ideale del paziente

Sicurezza nella respirazione

Monnal T60 assicura elevata qualità fin dall'inizio della cura per la riuscita della terapia. Il personale medico può regolare efficacemente la terapia secondo la necessità del paziente: performante **ventilazione invasiva e non-invasiva, ventilazione automatica di trasporto**; in modalità a volume controllato, pressione controllata, respirazione supportata e CPAP.

Monnal T60 integra la piattaforma tecnologica Monnal che consente una transizione rapida dal pronto soccorso alla terapia intensiva.

I punti di forza di Monnal T60

- + trigger sensibili per il **comfort del paziente** e l'accettazione della ventilazione non invasiva
- + rilevazione e **compensazione automatica delle perdite d'aria**
- + ampia possibilità di regolare la **frazione di ossigeno inspirata**
- + **ventilazione d'apnea regolabile.**



Turbina Monnal T60: tecnologia brevettata

- flussi di punta di 230 l/min. per un supporto respiratorio efficace in VNI
- pressurizzazione rapida per soddisfare al meglio la domanda inspiratoria del paziente
- funzionamento silenzioso per un ambiente acustico confortevole (48 dBA a 1 m)



efficacia



Modalità automatiche di emergenza



Manopola di regolazione ergonomica: rapidità d'uso



Contatti

AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEMS S.r.l.
Via dei Prati 62
25073 Bovezzo (Brescia)
Tel. +39 030 20159.11
Fax +39 030 2098329
www.device.airliquidehealthcare.com/it

