


# MONNAL T50

Respirare senza pensieri



Al servizio del medico:

Semplice ed intuitivo, **Monnal T50** garantisce allo staff medico una **facilità d'utilizzo senza paragoni**.



L'organizzazione delle informazioni consente di **analizzare, sorvegliare e decidere** in maniera immediata.

Per **Ottimizzare** le prestazioni Ventilatorie



Optimal Breathing System

I **Trigger** garantiscono una **sincronizzazione** ottimale per qualsiasi tipologia di paziente.


Grazie ad una tecnologia autoadattativa, **Monnal T50** garantisce un'elevata **sensibilità** anche nella ventilazione Non Invasiva.

Adattabile a molteplici situazioni




Monnal High Quality

La **commutazione** tra versione mono e doppio tubo si realizza in maniera rapida e semplice **tramite** una **valvola espiratoira** dotata di sensore prossimale.




# monnal T50



La funzione di **congelamento** delle curve consente di verificare l'adattamento del paziente al ventilatore.

Le **soglie di allarme** sono chiaramente indicate durante la ventilazione.  
Lo schermo tattile permette l'accesso **diretto** alle impostazioni durante la ventilazione.



Una finestra di **Help on Line** é sempre disponibile per ogni impostazione.  
La finestra mostra le **dipendenze** tra i parametri, per offrire all'utente una visione d'insieme sulla terapia.



## Monnal T75 e T50: Un'interfaccia comune



Le interfacce **comuni** dei ventilatori Monnal, migliorano l'**integrazione** tra i vari staff medici..

Sub Intensiva

Pneumologia

Monnal T50 é un **ventilatore misto** che consente il trattamento di tutti i casi cronici garantendo le stesse performance nelle varie condizioni di utilizzo, sia in ospedale che al domicilio del paziente.

*Ventilatore con Valvola Espiratoria :*

- **Pressometrico e Volumetrico.**
- **Volume VT garantito.**
- **Funzione Boost.**
- **Ingresso Ossigeno.**



*Modalità e Tipologie:*

- **Pazienti Adulti e Pediatrici.**
- **Ventilazione Invasiva e Non Invasiva.**
- **Mono e Doppio tubo.**

Per seguire il paziente, quotidianamente  
**Rassicurante e Performante, Monnal T50 é il ventilatore ideale per la  
 domiciliarizzazione del paziente**



Un'interfaccia **Semplice e Sicura**

Un'interfaccia appositamente progettata per il **Domicilio** consente la massima sicurezza di utilizzo, sia per il paziente che per la sua famiglia.



Configurazione **OSPEDALE**



Configurazione **DOMICILIO**

Monnal favorisce la **mobilità**

Per favorire la mobilità del paziente, uno zaino **protegge** il ventilatore dagli urti e dagli sguardi indiscreti.



Per soddisfare la **quotidianità...**

In situazioni critiche il paziente potrebbe aver bisogno di una ventilazione supplementare per rispondere a bisogni specifici. La funzione « **Boost** » assolve a questo compito, amplificando la ventilazione del paziente.

# **monnal T50**



## **Contatti (Francia)**

*Air Liquide Medical Systems*

*Parc de Haute Technologie*

*6, rue Georges Besse*

*92182 Antony cedex*

*Tel : +33 (0)1 40 96 66 00*

*Fax : +33 (0)1 40 96 67 00*

## **Contatti (Italia)**

*Air Liquide Medical Systems*

*Via Dei Prati nr.62*

*25073 Bovezzo (Brescia)*

*Tel : +39 030 20 15 911*

*Fax : +39 030 20 00 551*



L'attività Santé d'Air Liquide apporte des gaz médicaux & matériels à l'hôpital, des services médicaux à des patients à domicile et contribue à la lutte contre les infections nosocomiales. Ses 7 800 collaborateurs servent 5 000 hôpitaux et 500 000 patients sur les cinq continents. Air Liquide est le leader mondial des gaz pour l'industrie, la santé et l'environnement.