

# BimboNeb



Apparecchio  
per aerosolterapia  
a due funzioni

Bimboneb è dotato della nuova maschera distanziatrice "Perfecta" adatta sia ai bambini che agli adulti e di Rinowash, che agiscono in modo diffe-

renziato per il trattamento delle malattie localizzate delle vie aeree inferiori e superiori. E' stato infatti il primo apparecchio ad affermare l'innova-

vativo concetto di TERAPIA INALATORIA DISTRETTUALE per facilitare la deposizione mirata del farmaco nell'organo bersaglio.



#### Bimboneb è costituito da:

- Unità di alimentazione con vano porta-accessori
- Perfecta
- Ampolla Rinowash
- Tubetto di raccordo

**Bimboneb ha una garanzia di 5 anni**



Innovativa maschera distanziatrice per bambini ed adulti, completa di ampolla Mefar2000.

Specifica per il trattamento delle patologie respiratorie delle basse vie aeree. Permette un elevato deposito del farmaco nebulizzato.



Utilizzato con l'ampolla nasale **Rinowash**, Bimboneb consente il lavaggio fisiologico e/o medicale delle cavità nasali.

Rinowash produce un getto di soluzione micronizzata che, diretto nelle cavità nasali, favorisce l'idratazione e la fluidificazione del muco e del catarro con la conseguente rimozione. E' dotato di un'unica campana adatta per tutte le età.



**IMPORTANTE: Perfecta e Rinowash sono vendute anche separatamente e possono essere collegate a qualsiasi apparecchio pneumatico per aerosolterapia**

AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEMS S.p.A.  
Via dei Prati 62 - 25073 Bovezzo (Brescia)  
Tel. +39 030 20159.11  
Fax +39 030 2000551

[www.airliquidemedicalsystems.it](http://www.airliquidemedicalsystems.it)  
CE 0051 [www.airliquimedicalsystems.com](http://www.airliquimedicalsystems.com)