

Respireo

Siamo tutti diversi. La serie **Respireo Primo** è una gamma di maschere regolabili, studiate appositamente per garantire una perfetta adattabilità ai vostri pazienti e per conformarsi alle diverse forme del viso.

Semplice e conveniente, **Respireo Primo F** è una maschera facciale regolabile estremamente facile da usare. E' disponibile sia con che senza perdite intenzionali (vented e non-vented) ed è stata studiata per il massimo confort dei pazienti.

Inoltre, grazie alla produzione "Made in Italy", le maschere **Respireo** sono realizzate con materiali di qualità superiore per garantire un uso confortevole e duraturo.




Per ulteriori informazioni, siete pregati di contattare il vostro rappresentante commerciale.



Contatti:

Air Liquide Medical Systems S.r.l.
Via dei Prati 62
25073 Bovezzo (Brescia)
Tel. +39 030 20159.11
Fax +39 030 2000551
www.device.airliquidehealthcare.com/it

Leggere attentamente le istruzioni d'uso.
Dispositivo medico classe IIa  0051

cod. 81 0298 06/2017

Questo documento non ha valenza contrattuale e può essere modificato in qualsiasi momento / YN091212 - 1.1 - 06/07/2011 - Raffaello Fischer / Foto: Le Square, Thinkstock

Respireo

Primo F

Semplice e conveniente



www.device.airliquidehealthcare.com/it

Respireo Primo F

1 Il **supporto frontale** solido e ben collaudato assicura un'aderenza personalizzata alla forma del viso, senza alcuna pressione sul naso, in modo **perfettamente confortevole** per il paziente.

Supporto frontale



2 Un sistema a **doppia parete in silicone** con **cuscini laterali** ed una zona **sagomata** sotto la bocca garantiscono il massimo **confort** ed una tenuta efficace in ogni momento.

Cuscino a doppia parete



3 Un sistema innovativo con **fermaglio a forma di V** facilita l'applicazione della maschera e ne **velocizza la rimozione**. **Adottata da oltre l'80% dei nostri pazienti***.

Fermagli a forma di V per un'aderenza intuitiva.

Sistema esclusivo: a sgancio rapido con un solo dito.

Una **cuffia** ampia e resistente disperde i punti di pressione per un **confort che va oltre la maschera stessa**.

Sistema con fermaglio a sgancio rapido



Manopola di regolazione

4 Una **manopola di regolazione** per adattare la maschera al paziente consente una **precisione** ineguagliabile.



5 **Fori di esalazione** ideati per garantire la **massima silenziosità**.

La valvola anti-asfissia è stata predisposta per l'uso in sicurezza del sistema Respireo.

Sfiato laminare del flusso d'aria



6 La maschera è costituita **solo da 2 parti** che ne facilitano lo smontaggio ed il rimontaggio e ne semplificano la pulizia.

Smontaggio e pulizia



Respireo Primo F è una maschera facciale monopaziente confortevole e adattabile. La facilità di applicazione è motivo di tranquillità e di confort per coloro che la indossano.

Respireo Primo F è disponibile in 2 versioni: con o senza perdite intenzionali (Vented o Non-vented)

