

Respireo 

Respireo 
Primo 



Simple d'utilisation, et confortable, Respireo™ N et Respireo™ Primo N sont des **masques nasaux** réglables et adaptés pour les patients appareillés sous ventilation non invasive.

Fabriqués en Italie, ces masques apportent un design et un confort de qualité pour vos patients au quotidien.

Simple & confortable

 **Air Liquide**
HEALTHCARE

Respireo^N

Respireo^N Primo



• L'**appui frontal** en silicone assure une stabilité tout en soulageant le point de pression sur l'arête nasale



• Une **molette de réglage** conçue pour ajuster le support sur le front du patient (16 positions possibles)

• La **bulle en silicone à double jupe** offre une étanchéité optimale en s'adaptant au visage des patients



• Les deux **masques** sont constitués de seulement 3 pièces transparentes (le cadre, le coude et la bulle), ce qui facilite le démontage et le remontage du masque lors du nettoyage



• Le **système d'attache** par crochet facilite la mise en place du masque et permet un retrait rapide en cas d'urgence

Un **harnais à 4 points d'ajustement** pour mieux répartir les points de pression



Code produit	Description	Taille	Code distributeur
472333	Respireo™ N	S	KM213000
472334	Respireo™ N	M	KM213100
472335	Respireo™ N	L	KM213200
472336	Respireo™ N	XL	KM221700
472344	Respireo™ Primo N	S	KM223200
472345	Respireo™ Primo N	M	KM223300
472346	Respireo™ Primo N	L	KM223400
472347	Respireo™ Primo N	XL	KM223500

Pièces détachées :

472459	Bulle Respireo™ N/Primo N x10	S	KM223600
472461	Bulle Respireo™ N/Primo N x10	M	KM223700
472463	Bulle Respireo™ N/Primo N x10	L	KM223800
472439	Bulle Respireo™ N/Primo N x10	XL	KM221800
472412	Respireo™ Coude bleu Sans Fuite	-	KM229109
472456	Harnais standard	-	KM224000

Fabriqué par

AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEMS S.r.l
Via Bisceglie, 66 - 20152 Milano (MI) - ITALY
PLANT: Via dei Prati, 62 - 25073 Bovezzo (BS) - ITALY
Tel. +39 030.201.59.11
Fax +39 030.209.83.29

Contact distributeur

AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEMS S.A.
Parc de Haute Technologie
6, rue Georges Besse
92182 Antony Cedex
France

fr.medicaldevice.airliquide.com

Hotline ALMS : **0 820 146 359** Service 0,12 €/min + prix appel

Air Liquide
HEALTHCARE

Respireo™ N / Primo N est un masque nasal réutilisable avec des fuites d'expiration calibrées (Vented) destiné à être utilisé à domicile ou en milieu hospitalier pour un unique patient adulte (pesant plus de 30 kg) ayant reçu une thérapie de ventilation non invasive à pression positive (VNIPP), par exemple une thérapie des voies aériennes à pression positive continue (PPC) ou Bilevel (BiPAP).

Dispositifs médicaux de classe IIa CE 0051 - Remboursés par l'assurance maladie dans certaines situations : consultez les modalités sur le site ameli.fr - Lire attentivement le manuel d'utilisation. Date de mise à jour : Juin 2023 Air Liquide Medical Systems, Antony 348 921735 R.C.S Nanterre.

* Dispositif médical qui modifie l'usage prévu du masque en le remplaçant par le suivant : Respireo™ Primo N avec le Respireo™ Coude bleu Sans Fuite est un masque nasal réutilisable sans orifices expiratoires calibrés, destiné à être utilisé à domicile ou en milieu hospitalier par plusieurs patients adultes (pesant plus de 30 kg) dans le cadre d'une ventilation non invasive contrôlée en pression positive (NIPPV).