

# Respireo

Primo P

Simple & ergonomique, le masque Respireo™ Primo P est un **masque narinaire** silencieux et pratique d'utilisation.

Disponible en version À Fuite et Sans Fuite, il est particulièrement adapté pour les patients qui souhaitent conserver liberté et indépendance dans leurs activités.

Il a également été pensé pour les patients incommodés par un appui sur l'arête nasale et/ou le front, souffrant de claustrophobie ou ayant une moustache.

Simple & ergonomique



# Respireo

## Primo P

### Circuit adaptable

- Système de rotule mobile à 360°
- 4 fixations possibles (sur le sommet du crâne, sur les côtés ou libre vers le bas)



### Harnais stable et confortable

- L'angle entre les deux réglages assure la stabilité du harnais sur la tête et évite que la lanière supérieure glisse derrière le crâne
- Ajustement à deux niveaux (haut et bas du crâne)



### Bulle ergonomique

- Embouts à rebords larges pour assurer une étanchéité optimale
- Montage facile de la bulle grâce au détrompeur visuel et tactile
- Adaptée à la morphologie de chacun (trois tailles disponibles)



### Fuite diffuse et silencieuse



Respireo™ Primo P existe aussi en **version Sans Fuite**

Code produit	Description	Taille	Code distributeur
472105	Respireo™ Primo P	-	KM219900
472106	Respireo™ Primo P Non Vented	-	KM220000

### Pièces détachées :

472210	Bulle Respireo™ Primo P x10	S	KM220700
472211	Bulle Respireo™ Primo P x10	M	KM220800
472212	Bulle Respireo™ Primo P x10	L	KM220900
472213	Corps Respireo™ Primo P x10	-	KM221000
472214	Tube Respireo™ Primo P x10	-	KM221100
472215	Tube Respireo™ Primo P Non Vented x10	-	KM221200

### Fabriqué par

AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEMS S.r.l  
Via Bisceglie, 66 - 20152 Milano (MI) - ITALY  
PLANT: Via dei Prati, 62 - 25073 Bovezzo (BS) - ITALY  
Tel. +39 030.201.59.11  
Fax +39 030.209.83.29

### Contact distributeur

AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEMS S.A.  
Parc de Haute Technologie  
6, rue Georges Besse  
92182 Antony Cedex  
France

fr.medicaldevice.airliquide.com

Hotline ALMS : **0 820 146 359** Service 0,12 €/min + prix appel

**Air Liquide**  
HEALTHCARE

Respireo™ Primo P est un masque avec coussinet nasal réutilisable avec des fuites d'expiration calibrées (Vented) destiné à être utilisé à domicile ou en milieu hospitalier pour un unique patient adulte (pesant plus de 30 kg) ayant reçu une thérapie de ventilation non invasive à pression positive (VNIPP), par exemple une thérapie des voies aériennes à pression positive continue (PPC) ou Bilevel (BiPAP).

Respireo™ Primo P Non Vented est un masque avec coussinet nasal réutilisable sans fuites d'expiration calibrées (Non Vented) destiné à être utilisé à domicile ou en milieu hospitalier par un unique patient adulte (pesant plus de 30 kg) dans le cadre d'une thérapie de ventilation non invasive à pression positive (VNIPP).

Dispositifs médicaux de classe IIa CE 0051 - Remboursés par l'assurance maladie dans certaines situations : consultez les modalités sur le site [amel.fr](http://amel.fr) - Lire attentivement le manuel d'utilisation. Date de mise à jour : Juin 2023  
Air Liquide Medical Systems, Antony 348 921735 R.C.S Nanterre.