

# Respireo

Ognuno di noi è diverso. La gamma **Respireo Primo** offre maschere regolabili, studiate appositamente per aderire al meglio al viso dei vostri pazienti, nel rispetto della fisionomia di ciascuno.

Semplice e ergonomica, **Respireo Primo P** è una maschera nasale che convincerà i vostri pazienti per le sue caratteristiche di silenziosità e praticità. Disponibile nella versione vented e non vented, è la maschera di riferimento per i pazienti che desiderano mantenere libertà e indipendenza di movimento.

E' indicata in particolare per pazienti con lesioni a livello di ponte nasale, che soffrono di claustrofobia, che sono soggetti a secrezioni lacrimali, ma anche pazienti che non tollerano l'appoggio di un supporto frontale.

Inoltre, essendo prodotte in Italia, le maschere Respireo sono costruite con materiali la cui qualità vi sorprenderà e vi garantirà una lunga durata.

RESPIREO PRIMO P  
**VENTED**




RESPIREO PRIMO P  
**NON VENTED**

Per ulteriori informazioni, potete contattare il vostro responsabile commerciale.



## Contatti:

Air Liquide Medical Systems S.r.l.  
Via dei Prati 62  
25073 Bovezzo (Brescia)  
Tel. +39 030 20159.11  
Fax +39 030 2000551  
[www.device.airliquidehealthcare.com/it](http://www.device.airliquidehealthcare.com/it)

Leggere attentamente le istruzioni d'uso.  
Dispositivo medico classe IIa  0051

# Respireo

Primo **P**



Questo documento non ha valenza contrattuale e può essere modificato in qualsiasi momento - Raffaello Fischer / Credit photo : Le Square, Thinkstock 810305 06/2017

[www.device.airliquidehealthcare.com/it](http://www.device.airliquidehealthcare.com/it)

# Respireo Primo P

## 1 Cuscinetti nasali in morbido silicone

sagomati per favorire l'adattamento alla fisionomia e assicurare il massimo comfort.

ORIGINAL

Cuscinetti nasali innovativi



- 1 Cavità che permette l'adeguamento perfetto dei cuscinetti alle narici.
- 2 Punti di riferimento per il corretto montaggio della maschera.
- 3 Doppia parete per assicurare la tenuta ed impedire perdite d'aria.



Tubo con raccordo girevole

- 2 Il tubo collegato ad un **giunto girevole** assicura una flessibilità di **movimento a 360°**. La sua **leggerezza** consente di mantenere in posizione la maschera anche quando il tubo non è fissato.

Questo sistema permette di **lasciare il campo visivo libero** per leggere o guardare la televisione.



- 3 Ventilazione intenzionale a flusso laminare estremamente **silenziosa**.

*Livello di pressione acustica misurato a 20,9 dB(a) contro la media di 29,6 dB(a) nelle maschere attualmente in commercio.*

Ventilazione intenzionale laminare

ORIGINAL



4 Sistema di fissaggio del tubo



ORIGINAL

- 4 **Sistema di fissaggio modulabile**

Consente di fissare il tubo sulla sommità della testa o sul lato.

Regolazione della cuffia



- 5 Cuffia progettata appositamente per garantire **aderenza, comfort e stabilità** della maschera sul viso.

## Respireo Primo P innovativa per i vostri pazienti!

La maschera **Respireo Primo P** si adatta perfettamente alla forma del viso dei vostri pazienti:

- **Confortevole** con i suoi cuscinetti dal design innovativo
- **Regolabile** con un sistema di fissaggio modulabile
- **Silenziosa** con una rumorosità estremamente ridotta

**Respireo Primo P è la prima maschera a cuscinetti nasali disponibile nella versione non vented.**

ORIGINAL

